

帮助护理人员 轻松省力 地为卧床者翻身、移位

泰省力™



1. 预防压疮
能轻松减轻摩擦力和剪切力
2. 减轻护理劳动强度
轻松完成床上移位翻身等动作
3. 预防感染
使用方便，卫生，安心

为了提高压疮预防效果，
建议同时使用我公司 **QPLA-S** 床垫。



数量：50只/包
规格：宽24.5×长50.0（cm）/只
材质：聚乙烯

Taica


泰已科（上海）国际贸易有限公司

使用方法

消除剪切力和摩擦力的临床护理必备品！

横向移动

护理技巧提示:为避免拖拽的移动护理,建议将手横向插入患者体重较重的部位做移动。



1.肩部移动

一只手插入肩胛骨下方。为了能轻松插入,另一只手可轻托患者内侧肩部。
插入另一只手,手掌朝上并拢。打开肘部,让患者的头枕在一只手臂上,两手腕托住患者身体朝自己方向横向移动。

2.臀部移动

将双手插入近骶骨下方,托住患者臀部朝自己方向横向移动。为了轻松插入,可将另一只手轻托患者内侧臀部位置。

3.足部移动

将足跟托起平放在手掌上横向移动。

除压护理

- 床头摇起时 护理技巧提示:摇床摇起或放平后,建议及时给患者做除压护理。

- 轮椅移位时



1.背部除压


将手插入患者肩部,扶住患者使其上半身与床面分离,另一只手从患者外侧肩部插入,顺势抚平至背部。

2.臀部除压

将双手插入患者骶骨位置,用腕部力量稍托起患者,释放局部压力。

3.足部除压

两手掌略微托起患者腿部及足跟部,释放局部压力。




1.臀部除压

将手插入患者臀部位置,释放局部压力。为了轻松插入,可将患者身体略微前倾,达到重心转移的目的。

2.大腿部除压


两手掌分别插入大腿根部顺势抚平至膝关节,释放局部压力。

- 固定体位时 护理技巧提示:患者身体定位后,适当做抚平护理可提高定位效果。



固定体位后,将手轻轻插入定位点,做局部除压护理。
身体尽可能贴合定位垫,增大接触面积达到分散压力的目的。
同时帮患者整理好衣服的褶皱。

佩戴方法



将手伸入手套,佩戴至肘部。

使用注意事项

- 为防止交叉感染,手套应一人一副,禁止共同使用。
- 手套一旦破损,或接触到排泄物、血液等污物后,请做废弃处理。
- 禁止在接触水或油类等液体作业环境下使用,以免液体渗入。
- 禁止佩戴该手套接触高温物体和明火,以免烫伤或烧伤。
- 手套易滑,禁止佩戴手套做轮椅上的移乘护理。
- 保存条件:常温通风处储存,请避免阳光直射。

Taica

泰已科(上海)国际贸易有限公司

上海市延安西路2201号23楼2315室

021-6415-6780 <http://www.taica-sh.com.cn>